

Специфікації MOVES® SLC™

Вага: 18,12 кг (39,95 фунтів) без батареї / вуглеводного фільтра
Вага батареї: 1,5 кг (3,3 фунта) кожна

Розміри: 84,1 см (33 дюйма) Д × 16,6 см (6,55 дюйма) Ш × 26,3 см (10,35 дюйма), без вуглеводного фільтра

Матеріал корпусу: алюміній

Робоча температура: від -26 °C до 54 °C (від -14 °F до 129 °F)

Температура зберігання: від -26 °C до 60 °C (від -14 °F до 140°F)

Проникнення води: IPX4

Вологість: 15–95% RH без конденсації

Висота над рівнем моря: 0–5,5 км (0–18 000 футів)

Вібрація: перевірено на відповідність стандарту MIL-STD-810H і спільному стандарту випробування обладнання для догляду на маршруті армії США (JECETS) для вертольотів, літальних апаратів із нерухомими крилами та реактивних літаків, а також наземних транспортних засобів.

Живлення: 100-240 В змінного струму 50/60 Гц або від акумулятора

Акумулятор: літій-полімерний; мінімум: 2,5 години / набір з 2 одиниць.