

MOVES[®]SLC[™]



**Ознайомтеся
із вмістом футляра
для допоміжного
приладдя
MOVES[®] SLC[™]**



**ОЗНАЙОМТЕСЯ ТУТ З ІНФОРМАЦІЄЮ
ДЛЯ ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ**

**Оформити замовлення
Документація щодо виробу і технічні відомості**

MOVES[®] SLC[™]

ВМІСТ ОРГАНІЗАТОРА ДЛЯ КРИШОК

МАНЖЕТИ NIBP



■ Для стегна



■ Для дорослого великого розміру



■ Для дорослого



■ Для дорослого малого розміру



■ Для дитини



■ Спіральний шланг NIBP довжиною 3 м

ФІТИНГИ З ОДИНАРНИМИ СТЕРЖНЯМИ ANSCRA



■ Кількість: 2

ВОЛОГОВІДДІЛЮВАЧ



■

ФІТИНГ, ШЛАНГ І ШТЕКЕР



■ Шланг Nafion



■ Фітинг для відбору проб O₂

■ Тестовий штекер системи: 5

КАБЕЛІ IBP, ПЕРЕТВОРЮВАЧ СЕРІЇ PX TRUWAVE



■ 4 фути Кількість: 2



■ 13 футів

КАБЕЛІ ЕКГ




■ 3-жилковий дріт

■ 10-жилковий дріт

MOVES® SLC™

ВМІСТ ЛОТКА



MOVES® SLC™

ВМІСТ ОСНОВНОГО ФУТЛЯРА

ПЛЕЧОВИЙ РЕМІНЬ І КАБЕЛЬ
ПЕРЕХІДНИКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРИ



Кількість: 2

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ
БЛОКУ ЖИВЛЕННЯ



ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ ЗАТИСКАЧІ



Вперед


Назад

ДОДАТКОВО

ПЛАНШЕТ З ДИСТАНЦІЙНИМ
ЕКРАНОМ ТА КАБЕЛЬ ЖИВЛЕННЯ
СИСТЕМИ MOVES SLC



ЗАТИСКАЧІ ТА КАБЕЛІ ДЛЯ ОКСИМЕТРА



Зонд на палець
SpO₂ Затискач
(дитячий)

Зонд на палець SpO₂
Затискач (для дорослих)

Кабель пацієнта
Rainbow

Зонд на вухо SpO₂
Затискач (для дорослих)

АКУМУЛЯТОР 1



АКУМУЛЯТОР 2



ТРИМАЧ ВСМОКТУ-
ВАЛЬНОГО ВІДРА І
РУЧКИ ДЛЯ ПЕРЕ-
НЕСЕННЯ REID



Тримач всмоктувального відра

ДОДАТКОВО



Ручки для
перенесення Reid
Кількість: 2



Ремінь для
кабелю та шлангу
Кількість: 25